








Begleitpapiere in Begleitpapiertasche
am Wannenboden anbringen

4, 5




Teilegewicht: ca. 20,1 kg

max. Auffangvolumen: 237 dm³

----- Werkzeugtrennung

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	211.5809.001	PE-Einhängewanne 18/230 Rotationsteil
2	1	000.9999.004	Selbstklebeschild "Dummy" bedruckt
3	2	000.0000.012	Selbstklebeschild 120x40 mm
4	1	211.5709.076	Begleitpapiere mit Zulassung
5	1	959.1501	Begleitpapiertasche DIN A5

		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 20457:2020 - TG9	
						Werkstoff LLD-PE, Dowlex NG2432 UE schwarz	
				Datum 08.09.2020		Name Sg	
				Norm			
				Maßstab 1 : 10			
				Ers. f.			
				Ers. d.			
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
				EDV Nr.:			
						Benennung	
						PE-Einhängewanne 18/230	
						180 x 130 x 23 cm, 230 l	
						Zeichng.-Nr.	
						211.5801.000	
						Blatt: 1	
						211.5801.000 idw Plot-Datum:	