








4, 5 Begleitpapiere in Begleitpapiertasche am Wannenboden anbringen

----- Werkzeugtrennung

Teilegewicht: ca. 21,3 kg (Dichte: 0,939 kg/dm³)

Auffangvolumen: max. 526 dm³

OBJEKT		ANZAHL	BAUTEILNUMMER		BEZEICHNUNG	
1	1	211.5809.004	PE-Regalbodenwanne 2200 Rotationsteil			
2	1	000.0000.012	Selbstklebeschild 120x40 mm			
3	1	000.9999.001	Selbstklebeschild "Dummy" bedruckt			
4	1	211.5709.076	Begleitpapiere mit Zulassung			
5	1	959.1501	Begleitpapiertasche DIN A5			
					Allgemeintoleranzen ISO 20457:2020 - TG9	
			Werkstoff			
			Datum	Name	Benennung	
			Bearb. 09.09.2020	Sg	PE-Regalbodenwanne 22/520	
			Gepr.		218 x 132 x 28 cm, 520 l	
			Norm			
			Maßstab	1 : 10	Zeichn.-Nr.	
			Ers. f.		211.5804.000	
			Ers. d.		Blatt:	
-		21.02.2020	Sg		1	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	211.5804.000	idw Plot-Datum: